

## Material-Liste für 1. Wochenende

Aus Erfahrung der vorangegangenen Kurse haben wir die Erkenntnis gewonnen, dass einige Produkte mühsam erhältlich sind. Deshalb bieten wir Ihnen einige Materialien im Paket zum Vorzugspreis an. (Siehe beiliegende Liste).

### Aus ihrer Praxis oder von Ihrem Dentaldepot bzw. den angegebenen Lieferanten:

1. Arbeitskleidung (z.B. weißer Kittel), Mundschutz, Handschuhe, evtl. Lupe mit Licht
2. aktuelles Passbild oder kleines Portraitfoto (**am 1. Wochenende abgeben**)
3. **ZÄHNE**, gelagert in Flüssigkeit, am besten 0,1% Thymol (alternativ CHX 0,2 %):

Mindestens **10 Zähne**, davon mindestens **7 Molaren** ungefüllte Kanäle, keine 8er, keine Zähne mit unvollständigem Wurzelwachstum, keine sklerosierten Zähne  
Zähne dürfen **nicht trepaniert sein**, keine Amalgamfüllung, sonst Füllung entfernen und mit Composit füllen!

**Von jedem Zahn ein Röntgenbild von buccal erstellen, röntgenologisch müssen Wurzelkanäle sichtbar sein und bei digitalem Röntgen auf Fotopapier 15x10 ausdrucken.**

4. K- oder C-Feilen (Stahl, nicht Titan): Nr. 08, 10, 15 und 20 **je 5x**
5. Headström-Feilen Nr. 15, 20, 25, 30
6. 1x scharfer Endo-Excavator ([im Materialset](#))
7. 1x Endo-Sonde (DG-16 oder Maillefer 974-0041) ([im Materialset](#))
8. 1x zahnärztliche Pinzette
9. 1x Zahnbürste
10. 1x Schere
11. einige kleine Wattepellets und Schaumstoff-Pellets
12. Papierspitzen
13. Zellstofftupfer (ca. 4x4 cm)
14. 1x kleiner Anmischspatel
15. 1x Messlehre von Maillefer (A0186) ([im Materialset](#))

16. 1x Mini-Endoblock Maillefer (A0327) (im Materialset)
17. Elektronischer Längenmesser (wenn vorhanden)
18. Wasserfester Folienstift
19. 1x rotes Winkelstück, wenn möglich **ohne Licht**
20. 1x blaues Winkelstück mit blauem oder grünem Kopf, wenn möglich **ohne Licht**

**Schleifkörper:** (Bestandteil aus Materialset)

**FG-Schaft für Schnellläufer (rotes Winkelstück):  
Wichtig: Diamant soll lang sein!**

21. konischer Diamant mit abgerundeter (oder „abgenützter“)  
Spitze ca. 014 (grün)  
(z.B. Von der Fa. Komet ISO 857.314.014)  
Alternativ: gleicher Diamant in 012
22. Separier-Diamant  
z.B. Von der Fa. Komet 864.314.014)
23. Zylinder mit abgerundeter Kante **lang und kurz**  
(z.B. Von der Fa. Komet S6882.314.012 und 6880.314.012)

**Schaft für z.B. blaue Winkelstücke:**

24. Rosenbohrer 010, 014 und 018 langer Schaft,  
(z.B. Von der Fa. Komet H1SEM.205.010, H1SEM.205.014 bzw.  
H1SEM.205.018)
  25. **WICHTIG** - Endo Rosenbohrer 006, 008,  
(z.B. Von der Fa. Komet H1SML.205.006 ,008 weiss, gelb)
  26. Pulpabohrer „Müller“- z.B. von der Fa. Komet  
(Größen 191.204.090 bis 191.204.140 weiss, gelb, rot, blau)
- **Dieser Artikel muss nicht zwingend bestellt werden, nur wer Interesse hat!!!**  
evtl. ProTrain Kit (ermöglicht einen extrahierten Zahn so „einzuspannen“, dass  
Behandlung, Längenmessung und Röntgen möglich sind.)  
Von Simit Dental S.r.l., Tel +39 0376 267832, e-mail: e.baggio@simitdental.it